



## EXF9900

### Precious Metals Analyzer



#### Quick Features:

- Uses Advanced Amptek USA SDD Detector.
- High Accuracy Results can separate 99.91%, 99.93%, 99.95%, 99.97%, 99.99%
- Convenient Touch Screen Operation - Fast & Easy
- Life Time Maintenance Support.

EXF9900 is with inbuilt industrial computer and standard touch screen with HD Display, if you want to operate the instrument conveniently, it's your best choice.

If you're looking for reliable results, Results that are par with Fire assay standards. Its advanced SDD detector ensures highly stable performance.

Existing users are highly satisfied with its performance in terms of accuracy, durability and stability. And its aggressive pricing can make the best competitor in the industry run for their money.



#### Applications:

- Assayers
- Hallmark labs
- Testing Touch Centers
- Refiners high precise analysis applications
- Bullion
- Jewelry Manufactory

#### Specifications:

Working Principle:	Energy Dispersive X-ray Fluorescence
Precision:	±0.01%
Operating Environment:	Temperature -11~46℃ Humidity ≤70%
High Voltage:	0~50KV/0~1MA
Detector:	SDD
Resolution:	145Kev±5
Testable Elements:	AU AG PT PD RH RU CU ZN NI CD In OS IR W (from AL to U, around 79 elements)
Inbuilt Computer	Industrial Integrated PC
Inbuilt Touch Screen	9.7" OLED
Printer	Thermal Printer
X-ray Source	Mo material x-ray light tube (wind cool, no radiation)
Input Voltage	100 – 240V
Rated Power	150W
Instrument dimension(mm):	670*400*330
N/G Weight(KG):	33



دفتر انحصاری فروش

شرکت ابزارطب

خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، پایین تر از بیمارستان جم  
پلاک ۳۸ (فروشگاه)، پلاک ۴۴ واحد ۵ (دفتر مرکزی)

۸۸۴۲۸۲۳

۰۹۲۱۱۲۲۱۰۲۴

۸۸۳۲۴۳۷۹-۸۰

abzar.teb@yahoo.com